

Alfa Laval Unique Probenahmeventil - Einsitzventil

Probenahmeventile

Einführung

Das Alfa Laval Unique Probenahmeventil (Einsitz) ist ein einsitziges Probenahmeventil, das eine repräsentative Probenahme in hygienischen Prozessen unter sterilen Bedingungen ermöglicht. Es bietet hohe Genauigkeit, außergewöhnliche Wiederholbarkeit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit, die für eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Probenahme erforderlich sind. Der ergonomisch gestaltete Griff oder der Stellantrieb sorgen für eine hervorragende Steuerung bei der Probenahme.

Einsatzbereich

Das Einsitz-Probenahmeventil wurde speziell für den Einsatz in hygienischen Anwendungen in den Bereichen Molkerei, Lebensmittel, Getränke, Brauerei, Pharmazie, Körperpflege und vielen anderen Branchen entwickelt.

Vorteile

- Sichere, hygienische und kontaminationsfreie Probenahme
- Äußerst zuverlässiger Betrieb
- Leicht zu betreiben und wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung
- Modularer Aufbau und einfache Aufrüstung
- Sterilisation möglich

Standardausführung


Das Alfa Laval Unique Probenahmeventil (Einsitz) besteht aus einem Edelstahlventilgehäuse aus einem Stück, entweder einem Stellantrieb für den automatischen Betrieb oder einem Griff für den manuellen Betrieb und einer Gummimembrandichtung, die auf der Spindel des Stellantriebs sitzt und als dehnbarer Stopfen fungiert.

Das Ventil ist in drei Größen erhältlich: Typ 4, Typ 10 und Typ 25. Ein Rohr mit Kragen, Tank oder Tri-Clamp ist ebenfalls erhältlich. Die Ventilgriffe und Stellantriebe sind austauschbar (siehe Seite 2).

Das Unique Probenahmeventil (Einsitz) kann zu einem Alfa Laval Unique Probenahmeventil (Doppelsitz) umgebaut werden, indem der Griff oder der Stellantrieb mit einem Nachrüstsatz ersetzt werden.




Zertifikate

 Authorized to carry the 3A symbol

Arbeitsprinzip


Das Alfa Laval Unique Probenahmeventil (Einsitz) ist für die hygienische Standardprobenahme konzipiert. Das Einsitz-Probenahmeventil hat zwei Stellungen: offen und geschlossen.

- **Geöffnete Position: Probenahmeprozess starten**



Handventil: Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Ventil zu öffnen. Pneumatikventil: Öffnen des Ventils durch Betätigen des Stellantriebs. Dadurch werden Ventilstange und Membran zurückgezogen, was es dem Produkt ermöglicht, frei durch das offene Ventil zu strömen.

- **Geschlossene Position: Probenahmeprozess stoppen**



Handventil: Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Ventil zu öffnen. Pneumatikventil: Schließen der Luftzufuhr, um den Produktfluss aus dem Ventil zu beenden. In geschlossener Position ist das Ventilgehäuse nun bereit für die Sterilisation. Wenn Dampf für die Sterilization-in-Place verwendet wird, wird die Verwendung eines optionalen Überdruckventils am Auslass empfohlen, um die richtige Dampftemperatur im Ventil zu gewährleisten.

Ein Umbau zu einem Alfa Laval Unique Probenahmeventil (Doppelsitz) ist möglich, um eine höhere Reinigungsfähigkeit und eine gründliche Sterilisation des Ventilsitzes und der Rohranschlüsse zu erreichen.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur

Temperaturbereich:	1°C - 130°C
Max. Sterilisationstemperatur, trockener Dampf (2 bar):	121°C

Der Dampf muss trocken sein, da sonst das Kondensat die Membrandichtung beschädigt. Es wird empfohlen, die Membrandichtung jeweils nach 500 Probenahmen/Sterilisationen zu ersetzen oder entsprechend den Arbeitsbedingungen oder nach Erfahrungswerten.

Druck

Max. Betriebsdruck:	600 kPa (6 bar)
Min. Betriebsdruck:	0 kPa (0 bar)

ATEX

Klassifizierung Größe 4 & 10 Manuell	II 2 G D ¹
--------------------------------------	-----------------------

¹ Dieses Gerät fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU und muss keine separate CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie tragen, da das Gerät keine eigene Zündquelle hat.

Physikalische Daten

Werkstoffe

Ventilgehäuse:	1.4404 (316L) mit 3.1 Zert.
Stellglied:	1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Membrandichtung:	EPDM, Silikon

Das Ventil ist in drei Größen erhältlich:

- **Größe 4** für Produkte mit geringer Viskosität, z. B. Wasser, Bier, Wein und flüssige Milch. Viskosität: (cP) 0-100. Max. Partikelgröße: 2,5 mm (0.098 Zoll).
- **Größe 10** für Produkte mit hoher Viskosität, z. B. Fruchtojoghurt, Sirup und Speiseeis. Viskosität: (cP) 0-1000. Max. Partikelgröße: 7 mm (0.276 Zoll).
- **Größe 25** für Produkte mit sehr hoher Viskosität, z. B. Marmelade. Max. Partikelgröße: 20 mm (0.787 Zoll).

Ventilgehäuse:

- Tank (Schweißen)
- Rohrkragen (Schweißen)
- Tri-Clamp

Ventilköpfe:

- Griff
- Pneumatischer Stellantrieb (Druckluftversorgung 5-8 bar)

Zubehör:

Siehe Unique-Probenahmeventil - Zubehörbestellbroschüre.

Maße (mm)




Abbildung 1. Handoberteil mit Ventilgehäuse: Rohr mit Kragen Schweißen




Abbildung 2. Pneumatisch mit Ventilgehäuse: Rohr mit Kragen Schweißen




Abbildung 3. Ventilgehäuse: Tri-Clamp




Abbildung 4. Ventilgehäuse: Tankschweißen

Ventilgröße		Größe 4														
Ventilkopf		Handberteil Einsitz							Pneumatik Einsitz							
Ventilgehäuse	Tank	Tri-Clamp			Rohr mit Kragen				Tank	Tri-Clamp		Rohr mit Kragen				
Anschlussgrö																
ße		ISO 25	ISO 38	ISO 51	DIN 25	DIN 40	DIN 50		ISO 25	ISO 38	ISO 51	DIN 25	DIN 40	DIN 50		
A	87,9	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	92,8	92,5	92,5	92,8	92,5	92,5	92,5	92,5
B	29	50,5	25	38	51	29	41	53	29	50,5	25	38	51	29	41	53
C	-	-	21,8	34,8	47,8	26	38	50	-	-	21,8	34,8	47,8	26	38	50
D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7
G	46	46	46	46	46	46	46	46	54	54	54	54	54	54	54	54
H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Gewicht (kg)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Ventilgröße		Größe 10														
Ventilkopf		Handberteil Einsitz							Pneumatik Einsitz							
Ventilgehäuse	Tank	Tri-Clamp			Rohr mit Kragen				Tank	Tri-Clamp		Rohr mit Kragen				
Anschlussgrö																
ße		ISO 25	ISO 38	ISO 51	DIN 25	DIN 40	DIN 50		ISO 25	ISO 38	ISO 51	DIN 25	DIN 40	DIN 50		
A	111,4	110,9	112,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	121,9	121,4	122,1	121,1	121,7	121,7	121,7	121,7
B	38	50,5	25	38	51	29	41	53	38	50,5	25	38	51	29	41	53
C	-	-	21,8	34,8	47,8	26	38	50	-	-	21,8	34,8	47,8	26	38	50
D	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
G	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Gewicht (kg)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Ventilgröße		Größe 25							
Ventilkopf		Pneumatik Einsitz							
Ventilgehäuse	Tank	Tri-Clamp		Rohr mit Kragen					
Anschlussgrö									
ße		ISO 51		ISO 63,5		DIN 50		DIN 65	
A	275,1	275,1		279,1		278,1		279,1	
B	70	77,5		51		63,5		53	
C	-	-		47,8		60,3		50	
D	25	25		25		25		25	
E	25	25		25		25		25	
F	143	143		143		143		143	
G	127	127		127		127		127	
H	50,5	50,5		50,5		50,5		50,5	
Gewicht (kg)	8,2	8,2		8,2		8,2		8,2	

Dieses Dokument und sein Inhalt unterliegen dem Urheberrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten, die im Besitz von Alfa Laval Corporate AB sind. Dieses Dokument darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Alfa Laval Corporate AB auf irgendeine Weise noch mit irgendwelchen Mitteln oder zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert oder übertragen werden. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen und Dienstleistungen dienen als Nutzen und Service für den Benutzer. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Eignung dieser Informationen und dieser Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck gegeben. Alle Rechte sind vorbehalten.

200003967-1-DE

© Alfa Laval Corporate AB

So können Sie sich mit Alfa Laval in Verbindung setzen:

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt. Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.alfalaval.com.